

TIPS Punktions-Set „Standard“ (60°)

Ideale Rotationsstabilität


Nadelkonfiguration in 60°

Ultraschall-Sichtbarkeit durch Sandstrahlung

Maximale Spitzenschärfe durch Bleistiftschliff

Perfekte Adaption von Führungskatheter, Punktionsnadel und Zubehör

Optimale Konfiguration und Stabilität des Führungskatheters



Bestell Nr.	Set Beschreibung Version „Standard“		Bestell Nr. Einzelprodukte	
1490-2000	Nadel 1,8 mm mit Obturator Typ II - 60° gebogen	Verpackungseinheit: 1 Stück	1490-2100	Verpackungseinheit: 1 Stück
	Spezial Führungsdraht .035 inch - 180 cm - gerade		1490-1500	Verpackungseinheit: 5 Stück
	8F Führungskatheter, 50 cm, adaptiert auf Nadel			
1490-4000	Nadel 1,8 mm mit Obturator Typ II - 60° gebogen	Verpackungseinheit: 1 Stück	1490-2100	Verpackungseinheit: 1 Stück
	Spezial Führungsdraht .035 inch - 180 cm - gebogen			
	8F Führungskatheter, 50 cm, adaptiert auf Nadel			