


AltaFlow Messkatheter

zur intravasculären Bemaßung
 gleichzeitig als Flush-Katheter verwendbar
 druckstabil bis 1050 PSI
 hohe Röntgensichtbarkeit
 MR-Tauglichkeit dank Tungsten-Markern und Spitze



Straight

	Länge	Seitenaugen	Messlänge	Adaptiert auf FD	Flußraten	Druck	Bestell-Nr.
F	cm		cm	inch	ml/s	PSI	
5	90	8	14	.035	13	1050	1080-1000
5	90	8	22	.035	13	1050	1080-2000

Verpackungseinheit 5 ST

Pigtail

	Länge	Seitenaugen	Messlänge	Adaptiert auf FD	Flußraten	Druck	Bestell-Nr.
F	cm		cm	inch	ml/s	PSI	
4	110	8	22	.035	12	1050	1080-0200
5	90	8	14	.035	13	1050	1080-3000
5	90	8	22	.035	13	1050	1080-4000
5	110	8	22	.035	12	1050	1080-4100

Verpackungseinheit 5 ST