




## AltaFlow Premium DSA-Katheter

Extrem röntgendichte Katheterspitze  
Hohe Flußraten  
Hohe Gleitfähigkeit



### Zentrallochkatheter

	Länge	Seitenaugen	Adaptiert auf FD	Flußraten	Druck	Bestell-Nr.
F	cm		inch	ml/s	PSI	
4	70	-/-	.035	16	1050	1006-1025
4	90	-/-	.035	15	1050	1006-1035
5	70	-/-	.035	20	1050	1006-2025
5	90	-/-	.035	19	1050	1006-2035

Verpackungseinheit 10 ST

### Pigtailkatheter

	Länge	Seitenaugen	Adaptiert auf FD	Flußraten	Druck	Bestell-Nr.
F	cm		inch	ml/s	PSI	
4	70	8	.035	19	1050	1006-1001
4	90	8	.035	16	1050	1006-1002
4	110	8	.035	15	1050	1006-1003
5	70	8	.035	21	1050	1006-2001
5	90	8	.035	19	1050	1006-2002
5	110	8	.035	17	1050	1006-2003

Verpackungseinheit 10 ST

### Katheter, gerade

	Länge	Seitenaugen	Adaptiert auf FD	Flußraten	Druck	Bestell-Nr.
F	cm		inch	ml/s	PSI	
4	70	8	.035	16	1050	1006-1030
4	90	8	.035	15	1050	1006-1031
5	70	8	.035	20	1050	1006-2030
5	90	8	.035	19	1050	1006-2031

Verpackungseinheit 10 ST