


Katheterwechseldraht nach Lunderquist

Lunderquistdraht mit rigidem Schaft.

Dieser Draht bietet eine stabile Führung gegenüber herkömmlichen Seldinger Führungsdrähten. Pigtaildrainagekatheter lassen sich perfekt aufstellen und einführen. Insbesondere beim Katheterwechsel ist dieser Draht essentiell wichtig für den Urologen.

Erhältlich in gerader, 35° abgewinkelter oder J-gebogener Ausführung.



Gerade

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
cm	cm	
.035	90	1135-0090
.035	150	1135-0120

Verpackungseinheit 10 ST

J-gebogen

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	90	1135-0290
.035	100	1135-0300
.035	150	1135-0320

Verpackungseinheit 10 ST

30° abgewinkelt

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	100	1135-0301

Verpackungseinheit 10 ST