

Katheterwechseldraht nach Schüller

Modifizierter Katheterwechseldraht

Dieser Draht bietet eine stabile Führung gegenüber herkömmlichen Seldinger Führungsdrähten. Pigtaildrainagekatheter lassen sich perfekt aufstellen und einführen. Insbesondere beim Katheterwechsel ist dieser Draht essentiell wichtig für den Urologen. Das flexible Ende erleichtert das Auffädeln diverser Instrumente.

Erhältlich in gerader oder J-gebogener Ausführung.

Katheterwechseldraht gerade, flexibles Ende, rigider Schaft (40 cm),
 flexible Spitze (10 cm)



Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	100	1135-1100

Verpackungseinheit 10 ST

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	90	1135-1290
.035	100	1135-1300

Verpackungseinheit 10 ST