

Katheterwecheldraht für die Litholapaxie

Spezialdraht mit rigidem Schaft und kurzer, flexibler Spitze.

Dieser Draht bietet eine stabile Führung beim Teleskopbougie-Einsatz vor einer perkutanen Litholapaxie. Erhältlich in gerader oder J-gebogener Ausführung.

Katheterwecheldraht gerade, rigider Schaft, kurze flexible Spitze (1 cm)



Gerade

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	90	1136-1090

Verpackungseinheit **10** ST

J-gebogen

Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
inch	cm	
.035	90	1136-1290
.035	100	1136-1300
.035	80	1136-1281

Verpackungseinheit **10** ST