


## Chiba Nadel

Die Kombination von speziell geschliffener Kanüle und modifiziertem Stilet gewährleistet höchste Echogenität unter Ultraschallkontrolle.

erhältlich mit Schrägschliff oder US-Schliff

Chiba Nadel, US-Schliff





#### Schrägschliff

Durchmesser	Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
mm	G	mm	
0.7	22	150	1411-1150
0.7	22	220	1411-1220

Verpackungseinheit 10 ST

#### US-Schliff

Durchmesser	Durchmesser	Länge	Bestell-Nr.
mm	G	mm	
0.7	22	90	1413-1090
0.7	22	150	1413-1150
0.7	22	220	1413-1220

Verpackungseinheit 10 ST