


## Dilatatoren

Dilatatoren zur Erweiterung des Zuganges

Hergestellt aus röntgendichtem PP (Polypropylen) und mit einem Luer-Lock versehen, ermöglichen die Dilatatoren eine Injektion von Kontrastmittel sowie anderen Lösungen mittels Standard-Luer-Lock Spritze.

Dilatatoren, Länge 20 cm



CH	Bestell-Nr.	Adaptiert auf Führungsdraht	Material
		inch	
5	1230-0200	.035	PP
6	1230-0300	.035 / .038	PP
7	1230-0400	.035 / .038	PP
8	1230-0500	.035 / .038	PP
9	1230-0600	.035 / .038	PP
10	1230-0700	.035 / .038	PP
12	1230-0800	.035 / .038	PP
14	1230-0900	.035 / .038	PP
16	1230-1000	.035 / .038	PP
18	1230-1100	.035 / .038	PP

Verpackungseinheit **10** ST