




Ureterschienen Set (OptiSoft)

- Höchster Patientenkomfort durch extra weiches Material
- Zulassung für die Kurz- und die Langzeitanwendung
- Glatte Oberfläche mit geringer Inkrustationsneigung
- Sehr hohe Röntgensichtbarkeit
- Exzellente Drainageleistung (großes Lumen, extra große Seitenaugen im Pigtail und/oder auf dem Schaft)

Erhältlich in den Versionen:

- Ureterschienen-Set, beide Seiten offen, mit Führungsdraht
- Ureterschienen-Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht
- Ureterschienen-Set, distales Ende geschlossen-Tiemann, mit Führungsdraht





Ureterschienen-Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	cm	
4,5	26	22	.032	150	3004-0300
4,5	28	24	.032	150	3004-0400
4,5	30	26	.032	150	3004-0500
4,5	32	28	.032	150	3004-0600*
6	26	22	.035	150	3004-1300
6	28	24	.035	150	3004-1400
6	30	26	.035	150	3004-1500
6	32	28	.035	150	3004-1600
6	34	30	.035	150	3004-1700*
6	36	32	.035	150	3004-1800*
7	26	22	.035	150	3004-2300
7	28	24	.035	150	3004-2400
7	30	26	.035	150	3004-2500
7	32	28	.035	150	3004-2600
7	34	30	.035	150	3004-2700*
7	36	32	.035	150	3004-2800*
8	26	22	.038	150	3004-3300*
8	28	24	.038	150	3004-3400*
8	30	26	.038	150	3004-3500
8	34	30	.038	150	3004-3700*
8	36	32	.038	150	3004-3800*

Verpackungseinheit 10 ST

Ureterschienen-Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	Adaptiert auf Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	
4,5	26	22	.032	3004-0330*
4,5	28	24	.032	3004-0430
4,5	30	26	.032	3004-0530
4,5	32	28	.032	3004-0630
6	26	22	.035	3004-1330
6	28	24	.035	3004-1430
6	30	26	.035	3004-1530*
6	32	28	.035	3004-1630
6	34	30	.035	3004-1730*
6	36	32	.035	3004-1830*
7	26	22	.035	3004-2330*
7	28	24	.035	3004-2430
7	30	26	.035	3004-2530
7	34	30	.035	3004-2730*
7	36	32	.035	3004-2830*
8	26	22	.038	3004-3330*
8	28	24	.038	3004-3430*
8	30	26	.038	3004-3530*
8	32	28	.038	3004-3630*

8	34	30	.038	3004-3730*
8	36	32	.038	3004-3830*

Verpackungseinheit 10 ST

Ureterschienen-Set, distales Ende geschlossen-Tiemann, mit Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	cm	
4,5	26	22	.032	150	3004-0330

Katheter Ø	Länge A	Länge B	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
4,5	28	24	.032	150	3003-0400
4,5	30	26	.032	150	3003-0500*
4,5	32	28	.032	150	3003-0600*
6	26	22	.035	150	3003-1300*
6	28	24	.035	150	3003-1400*
6	30	26	.035	150	3003-1500*
6	32	28	.035	150	3003-1600*
7	26	22	.035	150	3003-2300*
7	28	24	.035	150	3003-2400*
7	30	26	.035	150	3003-2500*
7	32	28	.035	150	3003-2600
8	26	22	.038	150	3003-3300*
8	28	24	.038	150	3003-3400*
8	30	26	.038	150	3003-3500*
8	32	28	.038	150	3003-3600*

Verpackungseinheit 10 ST