



## Ureterschienen Set, Multilength (OptiSoft)

**Komplettsset bestehend aus: Ureterschiene, Führungsdraht und Schieber**

Ureterschiene mit Doppelpigtail zur variablen Längenverstellung





Ureterschienen-Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	cm	
4,5	24-32	20-28	.032	150	3014-1000
6	24-32	20-28	.035	150	3014-2000
7	24-32	20-28	.035	150	3014-3000
8	24-32	20-28	.038	150	3014-4000

Verpackungseinheit 10 ST

Ureterschienen Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	Adaptiert auf Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	
4,5	24-32	20-28	.032	3014-1030*
7	24-32	20-28	.035	3014-3030*
8	24-32	20-28	.038	3014-4030*

Verpackungseinheit 10 ST