


Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set (OptiSoft)

Komplettsset bestehend aus: Tumor-Ureterschiene, Führungsdraht und Schieber

Besonders geeignet zur inneren Harnableitung bei Tumoren im Urogenitaltrakt. Das Innenmaterial verstärkt die Schiene - der Tumor kann die Schiene nicht zusammendrücken.



Ureterschienen-Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht

| Katheter Ø | Länge A | Länge B | FD-Ø | Länge Führungsdraht | Bestell-Nr. |
|------------|---------|---------|------|---------------------|-------------|
| CH | cm | cm | inch | cm | |
| 6 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3016-1300 |
| 6 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3016-1400 |
| 6 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3016-1500 |
| 6 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3016-1600 |
| 6 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3016-1700* |
| 6 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3016-1800* |
| 7 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3016-2300 |
| 7 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3016-2400 |
| 7 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3016-2500 |
| 7 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3016-2600 |
| 7 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3016-2700* |
| 7 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3016-2800* |
| 8 | 26 | 22 | .038 | 150 | 3016-3300 |
| 8 | 28 | 24 | .038 | 150 | 3016-3400 |
| 8 | 30 | 26 | .038 | 150 | 3016-3500 |
| 8 | 32 | 28 | .038 | 150 | 3016-3600 |
| 8 | 34 | 30 | .038 | 150 | 3016-3800* |
| 8 | 36 | 32 | .038 | 150 | 3016-3900* |

Verpackungseinheit **5** ST

Ureterschienen-Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht

| Katheter Ø | Länge A | Länge B | Adaptiert auf FD | Bestell-Nr. |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| CH | cm | cm | inch | |
| 6 | 28 | 24 | .035 | 3016-1430* |
| 6 | 30 | 26 | .035 | 3016-1530* |
| 6 | 32 | 28 | .035 | 3016-1630* |
| 7 | 28 | 24 | .035 | 3016-2430* |
| 7 | 30 | 26 | .035 | 3016-2530* |
| 7 | 32 | 28 | .035 | 3016-2630* |
| 8 | 28 | 24 | .038 | 3016-3430* |
| 8 | 30 | 26 | .038 | 3016-3530* |
| 8 | 32 | 28 | .038 | 3016-3630* |

Verpackungseinheit **5** ST