





Steuerbares Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set, Dirigent (OptiSoft)

Besonders geeignet zur inneren Harnableitung bei Tumoren im Urogenitaltrakt. Das Innenmaterial verstärkt die Schiene - der Tumor kann die Schiene nicht zusammendrücken.



Ureterschienen-Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	cm	
6	26	22	.035	150	3017-1300
6	28	24	.035	150	3017-1400
6	30	26	.035	150	3017-1500
6	32	28	.035	150	3017-1600
6	34	30	.035	150	3017-1700*
6	36	32	.035	150	3017-1800*
7	26	22	.035	150	3017-2300
7	28	24	.035	150	3017-2400
7	30	26	.035	150	3017-2500
7	32	28	.035	150	3017-2600
7	34	30	.035	150	3017-2700
7	36	32	.035	150	3017-2800*
8	26	22	.038	150	3017-3300
8	28	24	.038	150	3017-3400
8	30	26	.038	150	3017-3500

Katheter Ø	Länge A	Länge B	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	cm	
8	32	28	.038	150	3017-3600
8	34	30	.038	150	3017-3700*
8	36	32	.038	150	3017-3800*

Verpackungseinheit 5 ST

Ureterschienen-Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	Adaptiert auf Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	
6	28	24	.035	3017-1405
6	30	26	.035	3017-1530*
6	32	28	.035	3017-1630*
7	26	22	.035	3017-2330*
7	28	24	.035	3017-2405*
7	30	26	.035	3017-2530*
7	32	28	.035	3017-2630*
8	28	24	.038	3017-3430*
8	30	26	.038	3017-3530*
8	32	28	.038	3017-3630*

Verpackungseinheit 5 ST