




## Renales Transplantations-Ureterschienen Set (OptiSoft)

**Komplettsset bestehend aus: Ureterschiene, Führungsdraht und Schieber**

Version für die speziellen Anforderungen nach einer Nierentransplantation - in extra kurzer Ausführung von 12 cm bis 18 cm.



Ureterschienen-Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht

Stent Ø	Länge A	Länge B	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	cm	
6	12	8	.035	100	3004-6300
6	14	10	.035	100	3004-6400
6	16	12	.035	100	3004-6500
6	18	14	.035	100	3004-6600*
7	12	8	.035	100	3004-7300
7	14	10	.035	100	3004-7400
7	16	12	.035	100	3004-7500
7	18	14	.035	100	3004-7600*
8	12	8	.038	100	3004-8300
8	14	10	.038	100	3004-8400
8	16	12	.038	100	3004-8500
8	18	14	.038	100	3004-8600*

Verpackungseinheit 5 ST