



Mono-J Set, Endoprothese (OptiPur)

Komplettset bestehend aus: Mono-J Endoprothese, Führungsdraht und Verbinder.

Die Mono-J Endoprothese dient der uni-lateralen Harnableitung. Der Katheterverbinder ist für den Anschluss des Urinbeutels.





Endoprothesen-Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht

Katheter Ø	Länge	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	inch	cm	
4,5	70	.032	150	3038-0100*

Verpackungseinheit 10 ST

Endoprothesen-Set, Seitenaugen nur im Pigtail, mit Führungsdraht

Katheter Ø	Länge	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	inch	cm	
4,5	70	.032	150	3038-0110*
6	70	.035	150	3038-1110
7	70	.035	150	3038-2110
8	70	.038	150	3038-3110

Verpackungseinheit 10 ST