

Steuerbares Ureterschienen Set, Dirigent, Multilength (OptiPur)


Steuerbare Ureterschiene mit Doppelpigtail zur variablen Längenverstellung mit einfachem Abwurfsystem - erleichtert die Manipulation (drehen, schieben, ziehen) im Harntrakt

Erhältlich in den Versionen:

- Ureterschienen-Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht
- Ureterschienen-Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht

assembliertes System





Ureterschienen Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	FD-Ø	Länge Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	cm	
6	24-32	20-28	.035	150	3044-2060
7	24-32	20-28	.035	150	3044-3060
8	24-32	20-28	.038	150	3044-4060

Verpackungseinheit 10 ST

Ureterschienen Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht

Katheter Ø	Länge A	Länge B	Adaptiert auf Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm	cm	inch	
6	24-32	20-28	.035	3044-2065*
7	24-32	20-28	.035	3044-3065
8	24-32	20-28	.035	3044-4065*

Verpackungseinheit 10 ST