


VarioTip Premium Ureterkatheter

Bestehend aus Ureterkatheter, Stilett und Zuspritzadapter.

VarioTip Premium, das röntgensichtbare, diagnostische Instrument, garantiert dem Urologen exzellente Steuerbarkeit und Drehstabilität um Ostiumpassage, sowie Manipulationen im Harnleiter problemlos vornehmen zu können.

Der Ureterkatheter mit gewobenen Schaft wird aus Nylon hergestellt. Die gebogene, weiche Katheterspitze ist mit einer extrem röntgendichten Spitze aus Tungsten (Wolfram) ausgestattet.



Vario Tip Premium, gerade, offen

Katheter Ø	Katheterlänge	Seitenaugen	Adaptiert auf Führungsdraht	Bestell-Nr.
CH	cm		inch	
4	70	0	0.035	3331-1120
4	70	1	0.035	3331-1100
4	70	2	0.035	3331-1110
5	70	0	0.038	3331-2120
5	70	1	0.038	3331-2100
5	70	2	0.038	3331-2110
6	70	0	0.038	3331-3120
6	70	1	0.038	3331-3100
6	70	2	0.038	3331-3110
7	70	0	0.038	3331-4120*
7	70	2	0.038	3331-4110*

Verpackungseinheit 10 ST

Vario Tip Premium, gebogen, offen

Katheter Ø	Katheterlänge	Seitenaugen	Adaptiert auf FD	Bestell-Nr.
CH	cm		inch	
3	70	0	0.025	3333-0120

Katheter Ø	Katheterlänge	Seitenaugen	Adaptiert auf FD	Bestell-Nr.
CH	cm		inch	
4	70	0	0.035	3333-1120
4	70	1	0.035	3333-1100
4	70	2	0.035	3333-1110
5	70	0	0.038	3333-2120
5	70	1	0.038	3333-2100
5	70	2	0.038	3333-2110
6	70	0	0.038	3333-3120
6	70	2	0.038	3333-3110*
7	70	0	0.038	3333-4120

Verpackungseinheit 10 ST