




Pädiatrisches Nephrostomie Set „Fulda B“

Komplettsset bestehend aus: Punktionsnadel, Katheterwechsell Draht, Dilator und Pigtail-Drainagekatheter.

Speziell für die Pädiatrie entwickeltes FULDA-B Drainage-Set in "Soft-Polyurethan" mit knickresistenter Katheterverstärkung.



Katheter Ø	Katheterlänge	Katheterverstärkung Ø	Dilator Ø	Bestell-Nr.
CH	cm	CH	CH	
4,5	30	8	4	1590-0124

Verpackungseinheit **5** ST