


optimed

Opti-J

Ureteral stent system

2 in 1


One ureteral
stent with two
possibilities of use



STEERABLE URETERAL STENT & URETERAL STENT WITH PUSHER

Opti-J





CH	Länge longueur length - cm -		FD FG GW	 Ureterschiene mit Führungsdraht <i>stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent with guide wire</i>	 Ureterschiene ohne Führungsdraht <i>stent urétéral sans fil-guide</i> <i>ureteral stent without guide wire</i>	 Ureterschiene mit Führungsdraht <i>stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent with guide wire</i>
	A	B		Set	Mini Set	Set
4,5	26	22	.032	8200-0600	8200-0630	8100-0600
	28	24		8200-0700	8200-0730	8100-0700
	30	26		8200-0800	8200-0830	8100-0800
	32	28		8200-0900	8200-0930	8100-0900
	34	30		8200-0950	8200-0940	8100-0950
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm	--	125 cm
6	26	22	.035	8200-1500	8200-1530	8100-1500
	28	24		8200-1600	8200-1630	8100-1600
	30	26		8200-1700	8200-1730	8100-1700
	32	28		8200-1800	8200-1830	8100-1800
	34	30		8200-1850	8200-1840	8100-1850
	36	32		8200-1890	8200-1920	8100-1860
7	26	22	.035	8200-1900	8200-1930	8100-1900
	28	24		8200-2000	8200-2030	8100-2000
	30	26		8200-2100	8200-2130	8100-2100
	32	28		8200-2200	8200-2230	8100-2200
	34	30		8200-2250	8200-2240	8100-2250
	36	32		8200-2290		8100-2260
8	26	22	.038	8200-2300	8200-2330	8100-2300
	28	24		8200-2400	8200-2430	8100-2400
	30	26		8200-2500	8200-2530	8100-2500
	32	28		8200-2600	8200-2630	8100-2600
	34	30		8200-2650	8200-2640	8100-2650
	36	32		8200-2690		8100-2660
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm	--	150 cm



2 in 1

Eine Ureterschiene mit zwei Anwendungsmöglichkeiten:

- Als steuerbare Ureterschiene
- Als Ureterschiene mit Schieber

2 en 1

Un stent urétéral avec deux possibilités d'utilisation:

- Comme stent urétéral connectable et orientable
- Comme stent urétéral avec poussoir

2 in 1

One ureteral stent with two possibilities of use:

- Steerable ureteral stent
- Ureteral stent with pusher



CLOSED DISTAL END WITH TUOHY-BORST ADAPTER



Ureterschiene, distales Ende geschlossen mit Tuohy-Borst-Adapter zur Fixierung des PTFE-Führungsdrahtes mit beweglicher Seele

Stent urétéral, extrémité distale fermée avec adaptateur Tuohy-Borst pour fixation au guide à âme mobile revêtu de PTFE

Ureteral stent, distal end closed with Tuohy Borst Adapter for fixation of PTFE coated guide wire with movable core

RA-0181-03/2016

NOM DU PRODUIT: Opti-J, set stent urétéral **DESTINATION:** le stent urétéral sert à l'évacuation de liquide du bassinot rénal dans la vessie. Indications : obstructions et sténoses générales à proximité de l'uretère, mesures d'assistance dans le traitement de calculs rénaux et urétéraux, pose à la suite d'opérations au niveau des voies urogénitales, traumatisme des voies urogénitales. Pour des informations plus amples, lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL:** Classe IIb **ORGANISME NOTIFIÉ:** DEKRA 0124 **FABRICANT:** optimed Medizinische Instrumente GmbH **MODE D'EMPLOI:** Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif médical **DATE DE PUBLICATION:** 02/2016 **Etat de révision:** 2

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units