


 **optimed**

CarboSoft

Ureteral stent

The ureteral stent
with DLC-coating



DIAMOND LIKE CARBON COATED

**Carbo
Soft**







- DLC-Beschichtung (Diamond Like Carbon)
- Zur Verringerung des Risikos von Biofilmbildung und Inkrustationen
- Ultraglatte Kohlenstoff beschichtete Oberfläche
 - Reduzierter Reibungswiderstand
 - Ermöglicht ein schonendes Einführen der Ureterschiene
- Geeignet für Kurz- und Langzeitanwendung




- Revêtement DLC (Diamond Like Carbon)
- Pour la réduction des risques de formation de biofilm et d'incrustations
- Surface ultra lisse revêtue de carbone
 - Réduction de la friction
 - Permet une implantation en douceur du stent urétéral
- Convient à une utilisation de courte et longue durée



- DLC coating (Diamond Like Carbon)
- To reduce the risk of biofilm formation and incrustation
- Ultrasmooth carbon-coated surface
 - Reduced friction
 - Enables smooth introduction of the ureteral stent
- Suitable for short and long term use



CH	Länge longueur length - cm -		FD FG GW	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht kit stent urétéral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht kit stent urétéral sans fil-guide ureteral stent set without guide wire
	A	B	Ø / inch	Set	Mini Set
6	28	24	.035	3090-1400	3090-1430
	30	26	.035	3090-1500	3090-1530
	32	28	.035	3090-1600	3090-1630
7	28	24	.035	3090-2400	3090-2430
	30	26	.035	3090-2500	3090-2530
	32	28	.035	3090-2600	3090-2630
8	28	24	.038	3090-3400	3090-3430
	30	26	.038	3090-3500	3090-3530
	32	28	.038	3090-3600	3090-3630
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm	



Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

- CarboSoft Ureterschiene, beide Enden offen
1. CarboSoft stent urétéral, ouverte aux deux extrémités
CarboSoft ureteral stent, both ends open
- Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
2. fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- Schieber, 40 cm
3. pousoir, 40 cm
pusher, 40 cm

RA-0241-03/2016

NOM DU PRODUIT: CarboSoft stent urétéral
DESTINATION: Obstructions générales et sténoses dans le secteur de l'uretère, mesures de soutien de la thérapie des calculs rénaux et de l'uretère, après manipulations opératoires du système uro-génital, traumatisme. Pour des informations plus amples, lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical.
CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL: Classe IIb
ORGANISME NOTIFIÉ: DEKRA 0124
FABRICANT: optimed Medizinische Instrumente GmbH
MODE D'EMPLOI: Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif médical
DATE DE PUBLICATION: 11/2015 **Etat de révision :** 1