


CarboSoft

Ureteral stent

The ureteral stent
with DLC-coating



DIAMOND LIKE CARBON COATED

**Carbo
Soft**







- DLC-Beschichtung (Diamond Like Carbon)
- Zur Verringerung des Risikos von Biofilmbildung und Inkrustationen
- Ultraglatte Kohlenstoff beschichtete Oberfläche
 - Reduzierter Reibungswiderstand
 - Ermöglicht ein schonendes Einführen der Ureterschiene
- Geeignet für Kurz- und Langzeitanwendung




- Revêtement DLC (Diamond Like Carbon)
- Pour la réduction des risques de formation de biofilm et d'incrustations
- Surface ultra lisse revêtue de carbone
 - Réduction de la friction
 - Permet une implantation en douceur du stent urétéral
- Convient à une utilisation de courte et longue durée



- DLC coating (Diamond Like Carbon)
- To reduce the risk of biofilm formation and incrustation
- Ultrasmooth carbon-coated surface
 - Reduced friction
 - Enables smooth introduction of the ureteral stent
- Suitable for short and long term use



CH	Länge longueur length - cm -		FD FG GW	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht kit stent urétéral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht kit stent urétéral sans fil-guide ureteral stent set without guide wire
	A	B	Ø / inch	Set	Mini Set
6	28	24	.035	3090-1400	3090-1430
	30	26	.035	3090-1500	3090-1530
	32	28	.035	3090-1600	3090-1630
7	28	24	.035	3090-2400	3090-2430
	30	26	.035	3090-2500	3090-2530
	32	28	.035	3090-2600	3090-2630
8	28	24	.038	3090-3400	3090-3430
	30	26	.038	3090-3500	3090-3530
	32	28	.038	3090-3600	3090-3630
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm	



Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

CarboSoft Ureterschiene, beide Enden offen

1. CarboSoft stent urétéral, ouverte aux deux extrémités
CarboSoft ureteral stent, both ends open

Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)

2. fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)

Schieber, 40 cm

3. poussoir, 40 cm
pusher, 40 cm