




1.5 CH
Ø device

NiTi
nitinol basket

Spitzenloses Hybrid Steinfangkörbchen



Freeman

für einen freien Fluss



Cleveres Design



Das Hybrid-Design verbindet die Vorteile eines Greifers und eines Körbchens. Wie mit einem Greifer wird der Stein von vorne gefasst, allerdings mit den dünnen, flexiblen Schlingen eines Körbchens. Sicher, aber so atraumatisch wie möglich, damit auch eine Steinextraktion in der unteren Kelchgruppe möglich ist.

Kleiner Durchmesser, großes Körbchen

Der kleine Durchmesser von 1,5 CH ermöglicht eine exzellente Spülung und damit brillante Sichtbarkeit durch das Ureterorenoskop. Das flexible 11 mm Körbchen erlaubt eine breite Anwendung.

Aus wertvollem Material

Nitinol garantiert eine hohe Langlebigkeit und ist mit der großen Flexibilität und einem robusten Knickschutz wie gemacht für den Einsatz in einem großartigen Steinfangkörbchen. Aufgrund der hohen Drehstabilität wird das Ergreifen der Steine erleichtert.



Freeman
Spitzenloses Hybrid Steinfangkörbchen

Schleuse			Körbchen		Bestell-Nr.
Durchmesser		Länge	Durchmesser	Länge	
CH	mm	cm	mm	mm	
1,5	0,5	120	11	15	49012690

Verpackungseinheit: 1 Stück

Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung - Informationen nur für medizinische Fachkreise

Hersteller:

EPflex Feinwerktechnik GmbH
Im Schwöllbogen 24
D-72581 Dettingen an der Erms
Germany



Vertrieb durch: