



GastroSoft Pancreatic Stent

GastroSoft Pankreasendoprothese
GastroSoft endoprothese pour drainage pancréatique

5F

∅ stent

7F

∅ stent

.035i

guide wire

For preventive, diagnostic
and therapeutic treatment
of the pancreatic ducts
through ERCP placement



SPIRALLY ARRANGED SIDEHOLES

Pancreatic Stent



Pancreatic Stent

for ERCP placement



optimed



HIGHLY FLEXIBLE



GastroSoft Pankreas- endoprothese

GastroSoft endoprothese pour drainage pancréatique

GastroSoft Pancreatic Stent



BESONDERHEITEN

- Optimierte Drainageleistung durch spiralförmig angeordnete Seitenaugen
- Hoher Durchfluß auch bei engen Radien
- Weiches Material für eine gute Anpassung an die Anatomie
- Hohe Röntgensichtbarkeit
- Konische Spitze
- Fixierung durch Flap außerhalb der Papille
- Adaptiert auf 0,035 inch Führungsdraht



CARACTERISTIQUES

- Drainage optimisé grâce aux œillets latéraux en spirale
- Haute flux dans les courbes serrées
- Matériau souple pour une bonne adaptation anatomique
- Haute radio-opacité
- Extrémité distale effilée
- Fixation par flap en dehors de la papille
- Adapté pour guide de 0,035i



FEATURES

- Optimized drainage performance due to spirally arranged sideholes
- High drainage capacity even in small radii
- Soft material for a good anatomic adaptation
- High X-ray visibility
- Tapered tip
- Fixation with flap outside the papilla
- Adapted to 0.035 inch guide wire

SPIRALLY
ARRANGED
SIDEHOLES



GastroSoft Pankreasendoprothese

GastroSoft endoprothese pour drainage pancréatique

GastroSoft Pancreatic Stent



Schieber
Pusher
Poussoir

∅ Durchmesser diamètre diameter	← A → Länge A longueur A length A	← B → Länge B longueur B length B	Bestell-Nr. référence order code
F	cm	cm	
5	5	4	4000-4508
5	7	6	4000-4510
5	9	8	4000-4512
5	11	10	4000-4514
5	13	12	4000-4516
7	5	3,5	4000-4702
7	7	5,5	4000-4704
7	9	7,5	4000-4706
7	11	9,5	4000-4708
7	13	11,5	4000-4710

∅ Durchmesser diamètre diameter	↔ Länge longueur length	Bestell-Nr. référence order code
F	cm	
5	180	4000-0050
7	180	4000-0070

* adaptiert auf 0,035 inch Führungsdraht
* adapté au fil-guide de 0.035 inch
* adapted to 0.035 inch guide wire

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unité
box: 5 units

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unité
box: 5 units