



 **optimed**

VarioTip

Ureteral catheter

30°

angled tip
central opening



VarioTip





30° abgewinkelte Spitze
Pointe recourbée à 30°
30° angled tip

Graduierung in 1 cm Schritten
graduation par pas de 1 cm
graduation in 1 cm increments



Zuspritzadapter
adaptateur pour produit de contraste
contrast medium adapter



Merkmale:

- Röntgensichtbares Material
- 30° abgewinkelte, offene Spitze
- Hohe Gleitfähigkeit
- Graduierung in 1 cm Schritten
- Stahlmandrin
- Zuspritzadapter



Caractéristiques:

- *Material radio-opaque*
- *Pointe ouverte, recourbée à 30°*
- *Glisse bien*
- *Graduations en 1 centimètres*
- *Mandrin en acier*
- *Adaptateur pour produit de contraste*



Features:

- *Radiopaque material*
- *30° angled tip, central opening*
- *Smooth surface*
- *Graduation in 1 cm increments*
- *Styler, stainless steel*
- *Contrast medium adapter*

Bestell-Nr. <i>référence</i> <i>order code</i>	Bestell-Nr. <i>référence</i> <i>order code</i>	Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>		Länge <i>longueur</i> <i>length</i>
10 Stück / 10 unités / 10 units	50 Stück / 50 unités / 50 units	CH	mm	cm
3105-0010	3105-0050	5	1,67	70

adaptiert auf .038 inch Führungsdraht
adapté au fil-guide de .038 inch
adapted to .038 inch guide wire